


*Kerngezond*

- Aangename warmteafgifte
- Aromatische geur
- Een natuurlijke balsem
- Doeltreffende massagewerking
- Eenvoudig in gebruik

*Kerngezond*


## Warmtekussens




Druivenpit kussen



Graan kussen



Aalbessenpit kussen



Koolzaad kussen



voor magnetron en oven

### Gefeliciteerd met de aanschaf van een warmtekussen van Marco Polo!

Dit warmtekussen is gevuld met speciaal gereinigde en gedroogde zaden of pitten. De vullingen hebben de bijzondere eigenschap om warmte op te nemen en die langzaam af te geven aan de omgeving.

Door deze unieke eigenschap geeft dit kussen een aangename en ontspannende warmte bij spier- of buikpijn en bij nek- en schouderklachten. Ook is dit kussen toepasbaar bij rug- en gewrichtspijn. Tevens is het een ideaal hulpmiddel als warmtedrager voor massage of in bed tegen de kou. Het warmtekussen kan ook goed als koudekompres dienen. Leg het kussen daarvoor in de vriezer of koelkast.

Er zijn vier verschillende natuurlijke vullingsmaterialen:

- druivenpit,
- graan,
- aalbessenpit,
- koolzaad.

Deze natuurmaterialen zorgen voor een aangename warmteafgifte, hebben een aromatische geur, een natuurlijke balsem, een doeltreffende massagewerking en is eenvoudig in gebruik.

Dit warmtekussen is met zorg samengesteld en geproduceerd.

### Hoe verwarmt u het kussen?

#### Magnetron

1. Plaats een kopje water in de magnetron. De waterdamp voorkomt uitdroging van de zaden of pitten en bevordert een langere levensduur.
2. Leg het kussen zorgvuldig midden op het draaiplateau in uw magnetron. Verwijder altijd het rooster uit de magnetron.
3. Stel het vermogen van de magnetron in op maximaal 600 Watt en verwarm het kussen ca. 1 minuut.
4. Is de gewenste temperatuur nog niet bereikt, verleng dan de opwarmtijd in stappen van 15 seconden.

Zorg dat het warmtekussen geen belemmering vormt voor het goed draaien van de draaischijf. Indien de magnetron geen draaischijf bevat, dient u het kussen halverwege de opwarmtijd om te draaien voor een gelijkmatige verwarming.

#### Oven

1. Verwarm het warmtekussen in een vuurvaste schaal met deksel in het midden van de oven bij een maximum temperatuur van 130 graden Celsius. Verwarm het kussen ongeveer 10 minuten.
2. Draai het kussen halverwege de tijd om voor een gelijkmatige verwarming.

### Belangrijk om te weten!

- Laat het warmtekussen altijd afkoelen na gebruik (minimaal 1 uur) voordat u het weer opnieuw gebruikt.
- Overschrijding van de opwarmtijd of temperatuurinstelling leidt niet tot een langere warmteafgifte, maar kan schroeï- en brandschade veroorzaken.
- Gebruik nooit een warmtekussen bij ontstekingen, eczemen, tumoren en hartklachten.
- *De producent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik. Volg het advies daarom nauwgezet op.*

