



Medisch hulpmiddel CE 2292

Vruchtbaarheidsgel

- Voor vrouwen met een kinderwens
- Zorgt voor gemakkelijke verplaatsing van sperma naar het doelpunt.
- Verhoogt de kans op zwangerschap.



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Gebruiksdoel: Vruchtbaarheidsgel ondersteunt de beweeglijkheid van het sperma wanneer het de eikel bereikt, waardoor de kans op bevruchting toeneemt. Bovendien simuleert het de omgeving waarin het sperma door zijn inhoud kan overleven en helpt het zo zijn levensvatbaarheid te behouden.

Toepassing: Lucovitaal® vruchtbaarheidsgel wordt vóór de geslachtsgemeenschap in de vagina geknepen. Gooi de verpakking weg na gebruik.

- 1 Breek het dunne deel aan het uiteinde van de slang die uit de zak komt door het zijwaarts uit te rekken.
- 2 Breng het uiteinde van de tube in de vagina zoals op de afbeelding en knijp zachtjes vanaf de onderkant van de tube.

Werkingsmechanisme: De Vruchtbaarheidsgel is samengesteld om een isotone omgeving te creëren door de pH in balans te brengen om de beweeglijkheid en levensduur van sperma te vergroten. De magnesium- en calciumionen ondersteunen de conceptie.

Contra-indicaties:

- Infectieuze aandoeningen in het genitale gebied
- Geïrriteerd genitaal gebied
- Borstvoeding
- Overmatige afscheiding van vaginaal vocht

Bewaring: Bewaren tussen 5°C en 30°C. Beschermen tegen direct zonlicht. Houd het product buiten het bereik van kinderen. Droog en koel bewaren.



Zie voor Lotnummer en voor vervaldata de verpakking.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik: Beschermen tegen direct zonlicht. Vruchtbaarheidsgel is geen anticonceptiemiddel. Niet gebruiken als vaginaal glijmiddel. Vermijd contact met de ogen. Niet inslikken. Gebruik de hele tube, bewaar het niet voor een tweede keer. Voer een algemene persoonlijke hygiëne uit na het aanbrengen en na geslachtsgemeenschap. Houd het product buiten het bereik van kinderen. Droog en koel bewaren. Niet gebruiken na curettage.

Bijwerkingen: Er zijn geen bijwerkingen bekend bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.

Samenstelling: Water, Hypromellose, Methylparabeen, Mononatrium fosfaat, Natrium chloride, Kaliumchloride, Natriumdwaterstof fosfaat, Magnesiumchloride, Calciumchloride, Glycerine.

Inhoud: 5 tubes x 5 ml e

Art.nr 078335

Versie 1.0

Revision :00/12.11.2024

CE 2292 MD REF WCU-0001



Turkuaz Sağlık Hizmetleri,
Medikal, Temizlik Kimyasal Ürünler San. ve Tic. AŞ
Akcaburgaz Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad No:45/5 34522
Esenyurt / İstanbul / Türkiye



PK Benelux BV
Viuchtoord 17, 5406 XP Uden, NL



NL: 0900 582 68 48
B: 0800 731 83

lucovitaal.nl



Dispositif médical CE 2292

Gel de fertilité

- Pour Les Femmes Qui Essaient De Concevoir
- Facilite le déplacement des spermatozoïdes vers la cible, augmentant ainsi les chances de conception.



Lire la notice avant utilisation

But de l'utilisation : Le gel de fertilité favorise la mobilité des spermatozoïdes lors de leur arrivée dans l'ovule et augmente ainsi la probabilité de fécondation. De plus, son contenu est efficace pour maintenir sa viabilité, car il simule l'environnement dans lequel les spermatozoïdes peuvent survivre à l'occasion.

Application : Le gel de fertilité Lucovitaal® est appliqué en le pressant dans le vagin avant les rapports sexuels. Après l'avoir utilisé, l'emballage est jeté à la poubelle.

- 1-Cassez la partie fine à l'extrémité du tube sortant du sac en l'étirant latéralement.
- 2-Insérez l'extrémité du tube à l'intérieur du vagin comme indiqué sur la figure et appliquez en pressant doucement depuis le bas du tube.

Mécanisme d'action : Le gel de fertilité est formulé pour créer un environnement isotonique en régulant le pH afin d'augmenter la mobilité et la durée de vie des spermatozoïdes. Il soutient la conception avec des ions magnésium et calcium dans son contenu.

Contre-indications :

- Conditions d'infection dans la région génitale
- Région génitale irritée
- État allergique connu à l'un de ses ingrédients
- Statut d'allaitement
- Sécrétion excessive de liquide vaginal

Garde : Maintenir la température de décoction entre 5 ° C et 30°C. Gardez le produit hors de portée des enfants. Conservez - le dans un endroit sec et frais.