

Koper Rug Brace

Orthèse dorsale au cuivre / Rückenstütze aus Kupfer



Ondersteunt de rug bij revalidatie

- ✓ Vermindert of verlicht het veroorzaakte ongemak van de onderrug, wervelkolom en buik door overmatige werkracht of vermoeidheid
- ✓ Rugbescherming bij fysieke arbeid
- ✓ Ondersteuning onderrug & wervelkolom




Lucovitaal Koper Rug Brace vermindert of verlicht het veroorzaakte ongemak van de onderrug, buik en gehele wervelkolom door overmatige werkracht of vermoeidheid. Deze rug brace ondersteunt de gehele wervelkolom en onderrug en geeft krachtbescherming tijdens revalidatie en inspanning. Ook voor ouderen en/of sporters te gebruiken ter ondersteuning en bescherming van de wervelkolom./ L'orthèse dorsale de soutien lombaire au cuivre Lucovitaal élimine ou soulage l'inconfort causé au bas du dos, à l'abdomen et à toute la colonne vertébrale par un effort de travail excessif ou par la fatigue. Cette orthèse dorsale soutient toute la colonne vertébrale et le bas du dos et protège des efforts excessifs pendant la rééducation et l'exercice. Pour les personnes âgées et/ou les athlètes, pour soutenir et protéger la colonne vertébrale./ Die Lucovitaal Copper Lumbal Back Brace reduziert oder lindert die durch übermäßige Arbeit oder Müdigkeit verursachten Beschwerden im unteren Rücken, Bauch und der gesamten Wirbelsäule. Diese Rückenstütze stützt die gesamte Wirbelsäule und den unteren Rücken und bietet Kraftschutz während der Rehabilitation und beim Training. Kann auch von älteren Menschen und/oder Sportlern zur Unterstützung und zum Schutz der Wirbelsäule verwendet werden.

Ondersteunt de rug bij revalidatie / Soutient le dos pendant la rééducation / Unterstützt den Rücken während der Rehabilitation

- Vermindert of verlicht het veroorzaakte ongemak van de onderrug, wervelkolom en buik door overmatige werkracht of vermoeidheid. / Élimine ou soulage l'inconfort du bas du dos, de la colonne vertébrale et de l'abdomen causé par un travail excessif ou une fatigue/ Reduziert oder lindert die durch übermäßige Arbeit oder Müdigkeit verursachten Beschwerden im unteren Rücken, der Wirbelsäule und dem Bauch.
- Rugbescherming bij fysieke arbeid. / Protection du dos pendant le travail physique / Rückenschutz bei körperlicher Arbeit.
- Ondersteuning onderrug & wervelkolom (voor ouderen) / Soutien du bas du dos et de la colonne vertébrale (pour les personnes âgées) / Unterstützung des unteren Rückens und der Wirbelsäule (für ältere Menschen).

Gebruiksaanwijzing / Mode d'emploi / Gebrauchsanweisung:

1. Open de voorste gordels en plaats de koper brace op de rug en sluit door middel van het klitteband. / Ouvrez les ceintures avant et placez le renfort en cuivre à l'arrière et fermez avec du Velcro. / Öffnen Sie die vorderen Gurte und platzieren Sie die Kupferspange auf der Rückseite und schließen Sie sie mit Klettverschluss.
2. Voor extra ondersteuning, bevestig de riemen aan de voorzijde door middel van het klitteband. En stel deze zodanig af dat de brace goede ondersteuning biedt./ Pour un soutien supplémentaire, fixez les sangles à l'avant à l'aide du Velcro. Et ajustez-le de manière à ce que le corset offre un bon soutien. / Für zusätzlichen Halt befestigen Sie die Gurte mit dem Klettverschluss an der Vorderseite. Und stellen Sie es so ein, dass die Orthese guten Halt bietet.



Artikel-nr / Réf. 082516

W023

Inhoud / Contenu / Inhalt : 1 stuk / pièce / Stück
Verstelbare maat / Reglable taille / einstellbare Größe XS-XXL:
110 x 24 cm
Kleur / Couleur / Farbe: Zwart / Noir / Schwarz

Samenstelling / Composition / Zusammensetzung:

Neopreen/Néoprène / Neopren	45%
Nylon	45%
Koper/Cuivre / Kupfer	10%



Lees de gebruiksaanwijzing alvorens gebruik./ Veuillez lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung.



Reinigingsmethode / onderhoud / Reinigungsmethode:

De koper brace mag niet gewassen worden in de wasmachine. De brace kunt u reinigen met een vochtige doek. Houd de brace dagelijks schoon en veeg eventueel af met een doekje en een alcoholoplossing van 75% waarna u het kunt ophangen om te drogen aan de lucht. / L'orthèse peut être nettoyée avec un linge humide. Nettoyez l'orthèse chaque jour en l'essuyant avec un linge si besoin est, puis faites-la sécher à l'air libre. L'orthèse au cuivre ne doit pas être lavée à la machine. / Die Kupferspange sollte nicht in der Waschmaschine gewaschen werden. Sie können die Zahnsperre mit einem feuchten Tuch reinigen. Halten Sie die Zahnsperre täglich sauber und wischen Sie sie bei Bedarf mit einem Tuch und einer 75-prozentigen Alkohollösung ab und hängen Sie sie dann zum Trocknen an der Luft auf.

Bewaring / stockage du produit / Lagerung: Zorg ervoor dat de producten op een droge plaats worden bewaard, vermijd hoge temperaturen en vocht. / Veillez à stocker le produit dans un endroit sec, évitez les températures élevées et l'humidité. / Stellen Sie sicher, dass die Produkte an einem trockenen Ort gelagert werden, vermeiden Sie hohe Temperaturen und Feuchtigkeit.



Zie voor LOT nummer de onderzijde van het doosje/
Voir le bas de la boîte pour le numéro de LOT. /
Die LOT-Nummer finden Sie unten auf dem Karton.



Shijiazhuang RunYi

Medical Device Technology Co, Ltd

2206, Unit 2, Zhongheng Building, No 28,
Jianhua Northstreet, Changan District,
Shijiazhuang City, Bebei Province, China86
tel: +86 18630169283



Sungo Europe BV Fascinatio

Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, Nederland
tel: +31 (0)10 3034500
yan.shang@sungoglobal.com



PK Benelux BV

Vluchttoord 17, 5406 XP Uden,
Nederland



NL: 0900 582 68 48
B: 0800 731 83



V1.0



VERSTELBAAR
MAAT XS-XXL



4-KANTEN STRETCH
& IJZERSTERK!



VOCHTAFVOEREND
MATERIAAL